



## Wisselprocedure APD (Homechoice Claria)

Zie tevens:

- Homechoice Claria Procedurehandleiding (Baxter)
- Homechoice Claria Gids voor oplossen van problemen



*Houdt precies de juiste werkvolgorde aan!*

### Benodigheden klaarleggen

- Homechoice Claria
- Vloeistofzakken (een op de machine, de anderen ernaast)
- Uitloop optie: jerrycan, uitlooplijn of uitloopzak
- PD-set met cassette
- Alcohol 70%
- Handalcohol
- Minicap (jodiumdop)
- Schone handdoek (1x per 24 uur verschoenen)
- Tissues
- Zo nodig: \* Connectionschild  
\* Haken aan de muur

### Vorbereiding

- Sluit ramen en deuren
- Verwijder handsieraden (ringen, armbanden en horloge)
- Was uw handen als deze vuil zijn
- Maak het werkblad schoon met alcohol 70% en tissue

### Starten

- Zet de Homechoice aan met de knop aan de achterkant
- Controleer of het logo van de Homechoice Claria wordt weergegeven



Enmalig bij nieuwe machine of nieuw programma:

**Lees: voer activatiecode in / bevestig configuraties**

Volg de stappen in de procedurehandleiding van Baxter, hoofdstuk 1

**Lees: Uw naam**

- Druk op de groene knop

**Lees: Verbinden met Netwerk****Lees: Gewicht**

- Voer uw gewicht in
- Druk op enter toets (<↵ )
- Druk op ▼

**Lees: Bloeddruk**

- Voer uw bloeddruk
- Druk op enter toets (<↵ )
- Druk op de rode toets

**Lees: Standaardmodus aan / Druk op start**

- Druk op groene toets

**Lees: Meng twee kamerzakken****Volg de stappen:**

- **Desinfecteer uw handen en wrijf ze goed droog**
- Open de zakken en controleer
  - volume, lekkage, datum, concentratie en helderheid
  - of de grote en de kleine lasnaad van de zak zijn afgesloten
  - de connector van elke zak (juiste plaats vleugels/ aanwezigheid trekkring)
- Open de grote lasnaden door de zak vast te pakken en de polsen te draaien
- Open de kleine lasnaad door de zak op te rollen
- Leg de zwaarste glucoseconcentratie op de warmhoudplaat, de overige zakken neerleggen of ophangen
- Druk op de groene toets



### **Lees: Plaats de set**

- Plaats de PD-set
- Hang de blauwe organisator aan de haak
- Plaats de uitlooptlijn van de PD-set in de jerrycan (uitlooptlijn of uitloopzak)
- Open de klem van de uitlooptlijn en sluit de klem van het zijlijntje
- Sluit alle andere klemmen
- Druk op de groene toets

### **Lees: Zelftest**

### **Lees: Sluit zakken aan/ open de klemmen**

#### **Volg de stappen:**

- Desinfecteer de treksluitingen van de zakken en de lijnen met alcohol 70%
- **Desinfecteer uw handen en wrijf ze goed droog**
- Bevestig de lijnen aan de zakken en controleer of de verbinding goed is aangedraaid
  - de lijn met de rode klem aan de zak op de warmhoudplaat
  - de andere zakken aan een lijn met een witte klem
  - de zak met de laatste inloop (Extraneal) aan de lijn met de blauwe klem
- Sluit met 1 hand de vleugels van de connector op de zak
- Open alle klemmen van lijnen die aangesloten zijn op vloeistofzakken
- **Breek zonodig het groene breekpijpje van de Extraneal**
- Open de klem van de patiëntenlijn
- Druk op de groene toets

### **Lees: Twee kamerzakken gemengd?**

- Check of de vloeistof in de zakken gemengd is
- Zo ja, druk op groene toets

### Lees: Priming

- Homechoice vult de lijnen met vloeistof

### Lees: Zie patiëntenlijn / aansluiten

- Sluit de klem van de patiëntenlijn

## Aansluiten

Machine van te voren opgebouwd? Was dan uw handen als deze zichtbaar vervuild zijn!



*Niet praten of hoesten, steriel werken!*

### Lees: Zie patiëntenlijn /aansluiten

#### Volg de stappen:

- Pak de PD-katheter
- Controleer of de sluiting van de draaiklem goed dicht is
- Leg de PD-katheter op een schone handdoek
- Check of de klem van de patiëntenlijn gesloten is
- Desinfecteer de uiteinden van de patiëntenlijn en PD-katheter met alcohol 70%
- **Desinfecteer uw handen en wrijf ze goed droog**
- Verbind de patiëntenlijn met de PD-katheter
- (Bevestig zo nodig het connectionschild)
- Open de draaiklem van de PD-katheter en klem van de patiëntenlijn
- Druk op de groene toets

## De machine start

### Lees: Eerste uitloop

- De behandeling begint altijd met een eerste uitloop
- Controleer de uitloopvloeistof op helderheid!
- Zorg ervoor dat de lijnen goed vrij liggen



De Homechoice Claria voert gedurende de nacht het programma uit.

Bij alarmen:

Homechoice Claria: Gids voor oplossen van problemen.

## Afsluiten

### Lees: Einde behandeling

#### Volg de stappen:

- Druk op ▼ voor gegevens van de behandeling
- Noteer op de dagstaat:
  - volume eerste uitloop
  - totale UF
- Druk op de groene toets



*Niet praten of hoesten, steriel werken!*

### Lees: Sluit alle klemmen / afsluiten

- Druk op de groene toets

### Lees: Sluit alle klemmen / afsluiten

#### Volg de stappen:

- Sluit alle klemmen en de draaiklem van de PD-katheter
- Leg de PD-katheter op de handdoek
- **Desinfecteer uw handen en wrijf ze goed droog**
- Open de minicap (witte kant boven)
- Draai de patiëntenlijn los, houd de PD-katheter in 1 hand en laat de losse lijn vallen
- Plaats minicap op PD-katheter
- Druk op de groene toets

### Lees: verwijder cassette

- Verwijder de PD-set
- Druk op de groene toets

**Lees: verbinden met netwerk****Lees: toestel uitschakelen**

- Zet de machine uit met de knop aan de achterkant
- Verwijder de PD-cassette
- Leeg de jerrycan en het restant van de inloopvloeistof, ruim het gebruikte materiaal op
- Maak de Homechoice Claria schoon met een vochtige, schone doek