



Wisselprocedure CAPD (Twin-bag)



Houdt precies de juiste werkvolgorde aan !

Vorbereiding

- Sluit ramen en deuren
- Was uw handen als deze zichtbaar zijn vervuild
- Verwijder handsieraden (ringen, armbanden en horloges)
- Desinfecteer het werkblad met oppervlaktedesinfectans

Materialen klaarleggen

- zak met dialysevloeistof
- oppervlaktedesinfectans
- handendesinfectans
- mondmasker
- minicap (afsluitdop)
- 2 blauwe klemmen
- schone handdoek (1x per 24 uur verschonen)
- infuuspaal (of gebruik haken aan de muur)
- unster (hangweegschaal)
- tissues

Werkwijze

- Haal de PD-katheter te voorschijn
- Controleer of de sluiting van de draaiklem van de PD-katheter goed dicht zit
- Doe het mondmasker voor
- Desinfecteer uw handen met handendesinfectans en wrijf ze droog
- Open de dialysevloeistofzak en controleer op:
 - helderheid
 - lekkage
 - concentratie
 - temperatuur
 - vervaldatum
- Maak de slangenset los en leg het uiteinde vrij over het werkblad (fixeer met de vloeistofzak)
- Leg de schone handdoek op schoot
- Leg de PD-katheter op de handdoek
- Desinfecteer de gekleurde treksluiting van de dialysevloeistofzak en de afsluitdop van de PD-katheter met oppervlaktedesinfectans
- Desinfecteer uw handen met handendesinfectans en wrijf ze droog



Niet praten of hoesten, steriel werken!

- Verwijder de gekleurde treksluiting van de dialysevloeistofzak
- Verwijder de afsluitdop van de PD-katheter
- Maak de aansluiting met de dialysevloeistofzak
- Open de draaiklem van de PD-katheter
- Zet het mondmasker af
- Hang de volle dialysevloeistofzak op en leg de lege dialysevloeistofzak op de grond

Uitloop

- Vuile dialysevloeistof (dialysaat) loopt nu uit de buik
- Wacht tot er geen dialysevloeistof meer uitloopt
- Sluit de draaiklem van de PD-katheter
- Plaats de blauwe klem op de uitlooplijn

Ontluchten

- Breek het groene pijpje in de inlooplijn
- Open de blauwe klem op de uitloopzak
- Flush gedurende 5 tellen
- Sluit de klem weer

Inloop

- Open de draaiklem van de PD-katheter
- Schone dialysevloeistof loopt nu in de buik
- Sluit de draaiklem van de PD-katheter als de dialysevloeistof is ingelopen
- Plaats de tweede blauwe klem op de inlooplijn
- Doe het mondmasker voor
- Desinfecteer uw handen met handendesinfectans en wrijf ze droog



Niet praten of hoesten, steriel werken!



Atsluiten

- Open de verpakking van de minicap met de witte kant boven
- Draai de dialysevloeistofzak los van de PD-katheter
- Houd de PD-katheter in de hand en laat de vloeistoflijn los
- Draai de afsluitdop op de PD-katheter
- Berg de PD-katheter op
- Controleer de dialysevloeistof op helderheid
- Weeg de uitloopzak
- Noteer de gegevens op de dagstaat
- Leeg de uitloopzak
- Ruim het gebruikte materiaal op