



## Wisselprocedure CAPD (Twin-bag)



*Houdt precies de juiste werkvolgorde aan !*

### **Vorbereiding**

- Sluit ramen en deuren
- Was uw handen als deze zichtbaar zijn vervuild
- Verwijder handsieraden (ringen, armbanden en horloges)
- Desinfecteer het werkblad met oppervlaktedesinfectans

### **Materialen klaarleggen**

- zak met dialysevloeistof
- oppervlaktedesinfectans
- handendesinfectans
- mondmasker
- minicap (afsluitdop)
- 2 blauwe klemmen
- schone handdoek (1x per 24 uur verschonen)
- infuuspaa (of gebruik haken aan de muur)
- unster (hangweegschaal)
- tissues



### Werkwijze

- Haal de PD-katheter te voorschijn
- Controleer of de sluiting van de draaiklem van de PD-katheter goed dicht zit
- Doe het mondmasker voor
- Desinfecteer uw handen met handendesinfectans en wrijf ze droog
- Open de dialysevloeistofzak en controleer op:
  - helderheid
  - lekkage
  - concentratie
  - temperatuur
  - vervaldatum
- Maak de slangenset los en leg het uiteinde vrij over het werkblad (fixeer met de vloeistofzak)
- Leg de schone handdoek op schoot
- Leg de PD-katheter op de handdoek
- Desinfecteer de gekleurde treksluiting van de dialysevloeistofzak en de afsluitdop van de PD-katheter met oppervlaktedesinfectans
- Desinfecteer uw handen met handendesinfectans en wrijf ze droog



*Niet praten of hoesten, steriel werken!*

- Verwijder de gekleurde treksluiting van de dialysevloeistofzak
- Verwijder de afsluitdop van de PD-katheter
- Maak de aansluiting met de dialysevloeistofzak
- Open de draaiklem van de PD-katheter
- Zet het mondmasker af
- Hang de volle dialysevloeistofzak op en leg de lege dialysevloeistofzak op de grond



### **Uitloop**

- Vuile dialysevloeistof (dialysaat) loopt nu uit de buik
- Wacht tot er geen dialysevloeistof meer uitloopt
- Sluit de draaiklem van de PD-katheter
- Plaats de blauwe klem op de uitlooplijn

### **Ontluchten**

- Breek het groene pijpje in de inlooplijn
- Open de blauwe klem op de uitloopzak
- Flush gedurende 5 tellen
- Sluit de klem weer

### **Inloop**

- Open de draaiklem van de PD-katheter
- Schone dialysevloeistof loopt nu in de buik
- Sluit de draaiklem van de PD-katheter als de dialysevloeistof is ingelopen
- Plaats de tweede blauwe klem op de inlooplijn
- Doe het mondmasker voor
- Desinfecteer uw handen met handendesinfectans en wrijf ze droog



*Niet praten of hoesten, steriel werken!*

### **Afsluiten**

- Open de verpakking van de minicap met de witte kant boven
- Draai de dialysevloeistofzak los van de PD-katheter
- Houd de PD-katheter in de hand en laat de vloeistoflijn los
- Draai de afsluitdop op de PD-katheter
- Berg de PD-katheter op
- Controleer de dialysevloeistof op helderheid
- Weeg de uitloopzak
- Noteer de gegevens op de dagstaat
- Leeg de uitloopzak
- Ruim het gebruikte materiaal op