

Instructie inpakken

Uw huisarts of uw specialist heeft u gevraagd of u een beetje urine of ontlasting wilt verzamelen voor onderzoek in het laboratorium van Ziekenhuis Gelderse Vallei. In deze folder ziet u hoe u deze inpakt en opstuurt.

1. Doe het materiaal in de verzendcontainer en draai de dop stevig vast om lekkage te voorkomen.
2. Controleer of uw persoonsgegevens op het etiket (naam + geboortedatum) kloppen.



3. U heeft nu een verzendcontainer gevuld met het te onderzoeken materiaal en een apart absorptievel.



4. Leg het absorptievel in de harde plastic verpakking en leg daarop de verzendcontainer.



5. Vouw het absorptievel dicht en sluit de harde plastic verpakking.



6. Stop de harde plastic verpakking in de plastic zak (safety bag).



7. Verwijder de plakstrip. Druk de lucht uit de zak en sluit deze.



9. Stop de zak samen met het ingevulde aanvraagformulier in de verzendenvelop en rits de envelop dicht.



10. Stuur de envelop naar: Medisch microbiologisch laboratorium Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede.